



Silvercel Hydroalginat

SILVERCEL HYDROALGINAT MED SILVER

SILVERCEL* är en steril fiberkompress som består av alginat, karboxymetylcellulosa och silverbelagda nylonfibrer.

SILVERCEL* har en unik sammansättning som kan användas med effektiva resultat på infekterade sår eller kraftigt bakterieangripna sår och har följande egenskaper:

- Silverfibrerna motverkar sårinfektion och kontrollerar bakteriebelastningen.¹
- Förbandet kan hantera kraftigt exsuderande sår.
- Bildar en mjuk gel vid absorption av sårexsudat och hjälper till att upprätthålla en fuktig sårhelingsmiljö som främjar bildning av ny granulotionsävnad.

HUR?

De silverbelagda fibrerna i förbandet kontrollerar mikroorganismerna i såret, vilket minskar bakteriebelastningen och hämmar infektionen.

Den unika sammansättningen med High-G alginat (hög halt guluronsyra) och fibrer av karboxymetylcellulosa (CMC) gör förbandet superabsorberande samtidigt som det även innesluter vätskan under kompression.

KLINISKA FÖRDELAR

- Hämmar mikroorganismer som kan orsaka infektion i såret.
- Hantering av måttligt till kraftigt exsuderande sår.
- Minimerar risken för maseration och läckage.
- Ger kontrollerad och kontinuerlig frisättning av silverjoner under hela den tid som förbandet bärs.
- SILVERCEL* behåller sin styrka i fuktigt tillstånd, vilket gör det lätt att avlägsna.

INDIKATIONER

SILVERCEL* är avsett att användas vid hantering av måttligt till kraftigt exsuderande kroniska delhuds- och fullhudssår, inklusive trycksår, venösa sår, diabetessår, tagställen, tramasår och operationsår.

Eftersom produkten innehåller alginat kan den även stödja kontroll av mindre blödning i ytliga sår. Den är även lämpad för användning under medicinsk övervakning vid hantering av infekterade sår eller sår med förhöjd infektionsrisk.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
SilcerCel			
CAD050	5 cm x 5 cm	10	5 (50 st)
CAD011	11 cm x 11 cm	10	5 (50 st)
CAD020	10 cm x 20 cm	5	5 (25 st)
CAD230	2,5 cm x 30,5 cm	5	5 (25 st)

Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se