



Nu-Gel

NU-GEL™ HYDROGEL MED ALGINAT

NU-GEL™ ger en mjuk och effektiv rehydratisering av nekrotiskt och fibrinhaltigt material (sårskorpan) samtidigt som den ger en idealisk, fuktig sårålmkningsmiljö.

KLINISKA FÖRDELAR

Rehydratisering för enkel debridering. NU-GEL™ ger en mjuk och effektiv rehydratisering av nekrotiska sår med sårskorpa och ger en fuktig sårålmkningsmiljö för granulerande och epitelialiserande sår. Alginatet ökar absorptionen hos NU-GEL™ och NU-GEL™ i klassificerades betydligt högre när det gäller dess förmåga att kontrollera sårexsudat i förhållande till en konkurrentprodukt.

FUKTIG SÅRLÅKNINGSMILJÖ PÅSKYNDAR LÅKNINGSPROCESSEN.

Vid en studie av 863 patienter med kroniska sår som behandlades med NU-GEL™ rapporterades läkning/förbättring för 90 % av patienterna och mängden nekrotisk vävnad och sårskorpa hade minskat betydligt.

LÄTT ATT HANTERA.

Vid ett försök som utfördes på 65 patienter, varav de flesta hade svårbehandlade trycksår på hälen, visade sig NU-GEL™ vara betydligt enklare att styra och att pressa ut ur förpackningen med bara en hand jämfört med ett ledande hydrogelmärke.

KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING.

Den genomsnittliga tid som patienter bär NU-GEL™ är 3 dagar, betydligt längre än för konkurrentprodukten.

INDIKATIONER

NU-GEL™ är utformad för att skapa en fuktig läkningsmiljö för hantering av kroniska sår i alla stadier av processen för läkning av torra nekrotiska sår, mjuka sår med sårskorpa, granulerande/epitelialiserande sår.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
NU-GEL			
MNG415	15 g	10	40 st
MNG425	25 g	6	24 st

Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se